



HC – B Quart CID

Desinfetante Hospitalar para Superfície Fixa e Artigos Não Críticos

PROPRIEDADES:

Desinfetante com combinação de quaternários de 5ª geração mais eficiente e seguro. Comprovadamente eficaz para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Sem perfume, adequado às áreas de assistência à saúde.

Proporciona economia com baixa concentração de uso: 1 litro faz até 200 litros de solução com ação desinfetante contribuindo para um planeta mais limpo e sustentável, reduzindo o uso de embalagem, transporte e água. Produto biodegradável.

INSTRUÇÕES DE USO:

Desinfecção em Superfície Fixa e Artigos Não – Críticos: Primeiro, se necessário, remover resíduos sólidos e toda a matéria orgânica com produto limpador adequado. Preparar e aplicar uma solução diluindo 5 ml de HC - B Quart CID para 1 litro de água (1 parte de produto para 200 partes de água). Na aplicação da solução usar esponja, panos ou mops. Deixar agir por 10 minutos e remover o excesso da solução. Não enxaguar.

COMPOSIÇÃO:

Tensoativo não iônico, EDTA, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, Corante azul CI 61.585, Coadjuvante, Sequestrante e Veículo. **Ativo:** Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio.

ESPECIFICAÇÃO:

ASPECTO:	Líquido límpido
COR:	Azul
pH (puro):	9,0 a 10,0
DENSIDADE (25°C):	0,98 a 1,01 g/ml
TEOR DE MATÉRIA ATIVA: eq = 364,5	7,0% mínimo

PRECAUÇÃO:

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

CUIDADO: Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

Autorização de Funcionamento ANVISA nº 3041924

Produto Registrado na ANVISA / MS nº 3.419.200.20

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0045>>

<<SANEANTE HC B QUART CID 680517>>

<<02>>

<<21/05/2013 10:57>>

